

KÄYTTÖOHJE

[Malli] KF-B P01 (R)

[Tuotemerkki] Aikuiset tyyppi (KF-B P01(R))

[Toimeenpaneva standardi] EN 14683:2019+AC:2019

[Taso] Tyyppi IIR

[Tekniset tiedot] Litteä tyyppi 17,5cmx9,5cm

[Rakenne ja koostumus] Tämä tuote koostuu PP-kuitukankaasta, sulatuspuhalletusta PP-kankaasta, nenäsovittimesta ja korvalenkeistä.

[Käyttötarkoitus]

Tämä kertakäyttöinen kirurginen maski on tarkoitettu kliinisen lääketieteen henkilökunnan käytettäväksi invasiivisessa ympäristössä, peittäen käyttäjän suun, nenän ja leuan, tarjoten fyysisen suojan, joka estää patogeenien, mikro-organismien, kehonesteiden, hiukkasten yms. suoran läpäisyn.

[Tuotteen suorituskyky]

1. Bakteerisuodatus tehokkuus (BFE): $\geq 98\%$
2. Paine-ero (Delta-P): $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
3. Roiskeiden kestopaine: $\geq 16 \text{ kPa}$ (120mmHg)
4. Mikrobi puhtaus: $\leq 30 \text{ cfu/g}$

[Käyttöohjeet]

1. Avaa tiivis pakkaus ja ota maski ulos.
2. Laita maski kasvojen ja nenän päälle vaaka-suorassa asennossa, ottaen huomioon, että nenäsovitin osoittaa ylöspäin.
3. Laita molempien käsien sormenpäät nenäsovittimen päälle, ja aloittaa keskeltä paina sisäänpäin. Siirry vähitellen sivuille ja muotoile maskin nenäsovitin nenän muotoon.
4. Vedä korvalenkit korvien yli, kun otat maskin käyttöön.
5. Levitä maskin laskostetut taitokset ja laajenna maskia.

[Varoimenpiteet]

1. Tämä tuote on sterilioimaton maski.
2. Tämän tuotteen voimassaoloaika on kaksi vuotta. Käytähän tuotteen ennen voimassaoloajan päättymistä.
3. Tuote on kertakäyttöinen ja sitä ei voi uudelleen käyttää eikä kierrättää. Käytön jälkeen, se tulee välittömästi tuhota tai hävittää tarkoituksenomaiseen käsittelyastiaan.
4. Tarkistathan pakkauksen eheyden ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vaurioitunut.
5. Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen sille.
6. Tämän tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.
7. Käytettyjä maskeja pidetään erittäin saastuneina, joten on tärkeää, että:
 - a) Käyttäjä ei koske maskin kangasosua sormilla/käsillä;
 - b) Kädet desinfioidaan (kattava käsien desinfiointi) maskin poiston jälkeen;
 - c) Maskia käytetään peittäen käyttäjän nenä ja suu, maskin ei tule missään vaiheessa roikkuu käyttäjän kaulassa;
 - d) Käytetty maski tulee hävittää, kun sitä ei enää käytetä tai kahden toimenpiteen välillä; kun suojaa vaaditaan uudelleen, uusi maski on otettava käyttöön.

[Voimassaoloaika] 2 vuotta

[Varastointi- ja kuljetusolosuhteet] Pakkauksissa olevia kirurgisia maskeja on varastoitava normaalisissa huoneenlämpötilassa ja suhteellinen kosteus saa olla enintään 80%. Tiloissa ei saa olla syövyttävää kaasua, ja hyvä ilmanvaihto sekä palo- ja tuhoлаiturvallisuus on taattava.

Kuljetuksen aikana, pidä poissa kosteudelta, valolta ja lämmöltä.

[Pakkaus] 25 kpl/pussi.

[Valmistuspäivämäärä] Katso pakkaus

[Eränumero] Katso pakkaus

Maahantuoja:
Medkit Finland Oy
Haaransuontie 6, 90240 Oulu Finland
Info@medkit.fi | +358103113080



GUANGDONG KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.

ADD: No. 28, Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng

District, Qingyuan City, Guangdong Province, China

TEL: (+86-763) 3516888 FAX: (+86-763) 3516888

EMAIL: nordics@kingfa.com.cn

WEB: www.kingfa.com.cn

EC REP

Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro
Heerdt Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

KÄYTTÖOHJE

[KAAVIOIDEN JA SYMBOLIEN KUVAUKSET]

1		CE-merkinnän symboli. Tämä symboli ilmaisee, että tuote täyttää Euroopan Unionin kuluttajaturvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.
2		Steriloimaton.
3		Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan, EU direktiivien 90/385/EY, 93/42/EY ja 98/79/EY mukaisesti.
4		Ilmaisee Euroopan yhteisössä olevan valtuutetun edustajan.
5		Lue käyttöopas ennen käyttöä.
6		Valmistuspäivämäärä. Tämän symbolin kanssa on päivämäärä, joka ilmaisee valmistuspäivämäärän.
7		Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vaurioitunut.
8		Älä uudelleen käytä.
9		Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteenä.
10		Pidä kuivana.
11		Tämä puoli ylöspäin.
12		Herkästi särkyvä, käsittele huolella.
13		Pidä poissa suorasta auringonvalosta.
14		Viimeinen käyttöpäivämäärä.
15		Eränumero.
16		Enimmäispinomäärä.



GUANGDONG KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.

ADD: No. 28, Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng

District, Qingyuan City, Guangdong Province, China

TEL: (+86-763) 3516888 FAX: (+86-763) 3516888

EMAIL: nordics@kingfa.com.cn

WEB: www.kingfa.com.cn

EC REP

Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro
Heerdtter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf