

INSTRUKTIONSMANUAL

[Modell] KF-B P01 (R)

[Varumärke] För vuxna (KF-B P01(R))

[Tillämplig standard] EN 14683:2019+AC:2019

[Skyddsnivå] Typ IIR

[Specifikation] Platt typ 17,5cm x 9,5cm

[Struktur och sammansättning] Denna produkt består av fibertyg i polypropen, smältblåst tyg av polypropen, näsklämma och öronöglor.

[Avsedd användning]

Den medicinska engångsmasken är avsedd för användning av klinisk medicinsk personal vid invasiva ingrepp. Den täcker användarens mun, näsa och käke, och skapar en fysisk barriär som förhindrar direkt penetrering av patogener, mikroorganismer, kroppsvätskor, partiklar, etc.

[Produktprestanda]

1. Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE): $\geq 98\%$
2. Tryckskillnad (Delta-P): $< 60\text{ Pa/cm}^2$
3. Stånkresistens: $\geq 16\text{ kPa}$ (120 mm Hg)
4. Mikrobiell renhet: $\leq 30\text{ cfu/g}$

[Användningsinstruktioner]

1. Fäst masken på ansiktet och näsan horisontalt, med näsklämman uppåt.
2. Placera händernas fingertoppar på näsklämman. Från mittenpositionen med fingrarna trycka inåt, förflytta fingrarna gradvis mot sidorna så att näsklämman formar sig efter näsan.
3. Dra öronöglorna runt öronen med masken på.
4. Jämna ut vecken och expandera masken.

[Observera]

1. Denna produkt är en mask av icke steril typ.
2. Produktens giltighetsperiod är 2 år. Måste användas inom denna period.
3. Detta är en engångsprodukt och får inte återanvändas eller återvinnas. Efter användning ska den förstöras omedelbart, eller placeras i en särskild avfallsbehållare.
4. Kontrollera förpackningens skick innan användning. Använd inte produkten om förpackningen är skadad.
5. Använd inte produkten om du är allergisk mot den.
6. Felaktig placering av denna produkt kan orsaka andningsvägrigheter.
7. Använda masker anses vara kraftigt kontaminerade. Det är mycket viktigt att:
 - a) Användaren inte vidrör masken med fingrar eller händer;
 - b) Händerna desinficeras (fullständig handdesinficering) efter masken tagits av;
 - c) Masken ska alltid täcka användarens näsa och mun. Masken får inte hänga runt halsen på användaren;
 - d) En använd mask ska kastas när den inte längre behövs eller mellan två procedurer; vid behov av ytterligare skydd ska en ny mask sättas på.

[Giltighetsperiod] 2 år

[Förvarings- och transportförhållande] Den förpackade medicinska masken ska förvaras i normal rumstemperatur med en maximal relativ fuktighet på 80 %. Får inte komma i kontakt med frätande gaser. Sörj för god ventilation och förebyggande åtgärder mot brand, råttor och insekter. Får inte utsättas för fukt, ljus eller hetta under transport.

[Förpackning] 25 st/påse.

[Produktionsdatum] Se förpackning

[Partinummer] Se förpackning

Importör:
Medkit Finland Oy
Haaransuontie 6, 90240 Oulu Finland
Info@medkit.fi | +358103113080



GUANGDONG KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.

ADD: No. 28, Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng

District, Qingyuan City, Guangdong Province, China

TEL: (+86-763) 3516888 FAX: (+86-763) 3516888

EMAIL: nordics@kingfa.com.cn

WEB: www.kingfa.com.cn

EC REP

Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro
Heerdtter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

INSTRUKTIONSMANUAL

[BESKRIVNING AV GRAFER OCH SYMBOLER]

1		Symbol för CE- märkning. Denna symbol intygar att en produkt uppfyller EU:s krav för konsumentssäkerhet, hälsa eller miljö.
2		Icke-steriliserad.
3		Indikerar tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt definitionen i EU-direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
4		Indikerar det bemyndigade ombudet inom EU.
5		Läs instruktionsmanualen innan användning.
6		Tillverkningsdatum. Denna symbol måste åtföljas av ett datum som anger tillverkningsdatumet.
7		Får inte användas om förpackningen är skadad.
8		Får inte återanvändas.
9		Denna produkt får inte kastas med hushållsavfall.
10		Håll torr.
11		Denna sida upp.
12		Bräcklig, hanteras försiktigt.
13		Får inte utsättas för solljus.
14		Sista användningsdag.
15		Partinummer.
16		Max antal staplingsnivåer.



GUANGDONG KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.

ADD: No. 28, Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng

District, Qingyuan City, Guangdong Province, China

TEL: (+86-763) 3516888 FAX: (+86-763) 3516888

EMAIL: nordics@kingfa.com.cn

WEB: www.kingfa.com.cn

EC REP

Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro
Heerdtter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf